

# Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll

Revidert: 2022-10-20

## Blodprøver

### Medvirkning fra hestens representant

1. Før blodprøver tas ut skal det settes fram 3 uåpnede, forseglede prøvetakingssett.

La hestens representant velge ut én pakke som åpnes av dopingkontrolløren under påsyn av hestens representant og benytt denne til den videre prøvetakingen.



2. Dernext skal det tas fram en forseglet pose med plasthansker.

Denne skal åpnes i påsyn av hestens representant før selve prøvetakingen begynner.



### Generelt om prøvetakingen

Utstyret som brukes skal alltid være fra uåpnede prøvetakingssett, jfr. punktene over.



### Forberedelse før prøvetakingen

3. Ta fram den hvite forsiden av prøvetakingsprotokollen med forseglingsetiketter.
4. Fyll ut «Protokoll for uttak av dopingprøver av hest». Protokollen består av fire ark med gjennomslag; bruk et hardt underlag slik at teksten er lesbar også på det siste arket. (Dersom det er mer praktisk kan protokollen også fylles ut *etter* prøvetakingen).
5. Ta på engangshansker.

## Prøvetaking

6. Ta blodprøver av hesten; fyll fem fulle (1 cm fra korken) gel-heparinrør 10 ml, grønn gul kork.
7. Umiddelbart etter fylling av hvert prøveglass skal disse vippes forsiktig ca. 10 ganger fra side til side for å blande antikoaguleringsmidlet med blodet.

## Merking og forsegling av blodprøverørene

8. **Merk** alle blodprøverørene med strekkodeetiketter.

Etiketten skal plasseres slik at det trykte prøvenummeret kommer på den ene siden av røret, fortsetter med det grønne eller gule feltet over korken og festes på den andre siden av røret med strekkoden.

Hvis dette gjøres korrekt vil det bli en ubrutt forsegling over hele korken.

Gel-heparinrøret merket med den gule etiketten er B-prøven.



## Føring og signering av prøvetakingsprotokoll

9. Få **hestens representant** til å kontrollere at merkingen av blodprøverørene stemmer overens med merkingen av «Protokoll for uttak av dopingprøver av hest» (samme prøvenummer) samt at opplysninger om hest og representant stemmer.

Gå gjennom informasjonen i protokollen med hestens representant før denne signerer.

Det tilstrebtes at hestens trener eller eier, eller en representant for en av disse er til stede og overvårer prøvetakingen. Prosedyrene for prøvetaking gjennomføres likevel selv om en slik representant ikke er til stede. Dette tilfellet kan trener eller eier ikke senere komme med innsigelser mot prosedyrene rundt prøvetakingen. Jeg erklærer at ovennevnte prøver ble uttatt og forseglet i mitt nærvær.

Assistent \_\_\_\_\_ Ansvarlig repr. for hesten \_\_\_\_\_ Prøvetaker \_\_\_\_\_

Prøvene og de to første eksemplarene av protokollen sendes til BioBank AS på Hamar. Det tredje eksemplaret beholdes av stevneveterinæren sammen med kopi av helsekort. Det fjerde eksemplaret gis til hestens representant/trener.

**OBS!** Hvis signaturen er utydelig bør navnet gjentas med blokkbokstaver

I noen tilfeller ønsker hestens representant å forlate dopingkontrollen før hesten er ferdig. Protokollen skal da signeres av hestens representant før personen forlater området.

Årsaken til at hestens representant ønsket å forlate dopingkontrollen samt tidspunkt for dette skal noteres på protokollen, og informasjon om hendelsen skal sendes DNT på epost.

10. Dersom det tas flere **prøver av samme hest** krysser man «Ja» for at det er tatt flere prøveslag av samme hest (f.eks. blod og urin, eller to ulike blodprøver fra samme hest).

Ta en ny protokoll og bruk kun etikettene fra denne til å merke den ekstra prøven, - man trenger ikke å fylle ut begge protokollene.

Kryss av for type prøvemateriale og noter dette nummeret på hovedprotokollen.

Pass og  helsekort er medbragt og fremvist  Pass mangler  helsekort mangler

Eventuelle behandlinger som ikke er ført i helsekort, eller andre merknader/opplysninger:

Denne prøven er en  Urinprøve  blodprøve  hårprøve Prøven er samlet kl. \_\_\_\_\_

Det er tatt flere prøveslag av samme hest  Nei  Ja (Hvis ja brukes etiketter fra ny protokoll og prøver fra denne føres inn nedenfor, tomme eksemplarer kastes)

Urin: fyllt på 2 urinbegre, begge forseglet med strekkodeetikett med identisk nr. **N06003**  
**N06004**

Blod: fyllt på 4 + 1 blodprøverør, alle forseglet med strekkodeetikett med identisk nr.

Hår: lagt i 2 urinbegre, begge forseglet med strekkodeetikett med identisk nr.

Det tilstrebtes at hestens trener eller eier, eller en representant for en av disse er til stede og overvårer alle deler av prøvetakingen. Prosedyrene for prøvetaking gjennomføres likevel selv om en slik representant ikke er til stede, og i dette tilfellet kan trener eller eier ikke senere komme med innsigelser mot prosedyrene rundt prøvetakingen. Jeg erklærer at ovennevnte prøver ble uttatt og forseglet i mitt nærvær.

**OBS!** Det er viktig å føre inn rett prøvenummer for begge prøvetypene i den første protokollen før dette blir attestert av hestens representant.

**OBS!** Send epost til DNTs avdeling Hestevelferd snarest mulig med hestens navn og prøvenummer dersom det er tatt flere prøveslag av samme hest.

## Pakking av blodprøverørene

11. Pakk alle blodprøverørene i isoporesken (den gule B-prøven på skrå i bunn, de fire A-prøvene i de fire fordypningene i esken).



## Merking og forsegling av isoporesken

12. Lukk isoporesken tett og lim en etikett (strekkode og prøvenummer) på alle fire sider av esken i nærvær av hestens representant.



13. Protokoll for uttak av dopingprøver av hest er utarbeidet av Det Norske Travselskap i samarbeid med BioBank.

Kontroller at alle punkter i protokollen er riktig utfylt og at den er signert.

1. Prøvene og de to første arkene (original og én kopi) sendes til BioBank AS.
2. Det tredje eksemplaret beholdes av stevneveterinæren sammen med kopi av helsekort.
3. Det fjerde eksemplaret gis til hestens representant/ trener.

14. Pakk isoporesken sammen med de to første arkene av protokollen i den medsendte sikkerhetsplastposen. Brett arkene slik at hestens id *ikke* er synlig i pakken.

15. Lukk sikkerhetsplastposen med klisterremsen ved åpningen. Forsegle deretter limingen på sikkerhetsposen med den siste etiketten fra følgeskjemaet.



## Forsendelse

16. Etter at punktene 1 til 15 er utført legges forpakningen i et låsbart kjøleskap eller tilsvarende fram til forsendelse.

17. Prøvene skal sendes i tilpasset hvit pappkartong så fort som mulig til:

**BioBank AS**  
**Holsetgata 22**  
**2317 Hamar**

Inntil tre esker passer i medsendt kartong. Flere enn én kartong kan buntes til ett kolli før forsendelse, bruk tape.

Sett på medsendt EDI-adresselapp for returforsendelse utvendig på esken.

**OBS!** EDI-etikettene har en begrenset gyldighet; pass derfor på at opprettelsesdato på disse ikke er eldre enn 51 uker.

18. For sporing av sendingene skal det for hver forsendelse sendes en melding til [post@biobank.no](mailto:post@biobank.no). En slik melding kan sendes på tre ulike måter:

18A. Bruk av e-post uten vedlegg:

Send e-postmelding med disse opplysningene

- ✓ Navn på bane
- ✓ Antall prøver
- ✓ Dato for forsendelse
- ✓ Forsendelsens sporingsnummer

18B. Bruk av e-post med vedlegg:

Send e-postmelding med følgende foto som vedlegg:

- 1) Klargjør pakken for sending (ett kolli) og sett på returetikett adressert til BioBank
- 2) Skriv inn i merknadsfeltet 'Transport instructions' antall prøver og dato for sending
- 3) Ta foto av returetiketten med en smarttelefon og påse at disse tre elementene er godt leselige

*Få med navn på travbanen*

From:  
Vang Orkla Arena  
Orndalsveien 522  
NO-7320 FANNREM  
NORWAY

10.08.2022

*Opprettelsesdato ikke eldre enn 51 uker*

BioBank AS  
Att: BioBank AS  
Holsetgata 22

**NO-2317 HAMAR**

Phone:  
+4762509920

NORWAY

*Sporingsnumrene må være synlige*

License plate no: 370722151294097890  
Consignment ID: 70722150970676175  
Transport instructions:  
Packages: Weight (kg): Volume (dm³):  
25/25 1.0 0.0  
Customer No: 112539531

*Skriv inn antall prøver og dato for sending*

2 prøver sendt 23/8-22

Product:  
Return express  
Product ID: 9600

**R1**

Sender's reference:  
p12771-Biologisk materiale  
Recipient's reference:

License plate no:



18C. Bruk av MMS bilde-melding:

Send MMS-melding med foto slik vist over, bruk også her [post@biobank.no](mailto:post@biobank.no) som adresse (ikke noe mobilnummer).